

仕 様 書

物品購入名	令和8年度海陽町国民健康保険海南病院 ベットサイドモニタ購入事業
物品名	ベットサイドモニタ【PVM-4763】（日本光電工業株式会社製）
納入場所	海陽町国民健康保険海南病院
納入期限	令和8年11月30日

内訳書【ベットサイドモニタ（日本光電工業株式会社製）】

項	品 名 及 び 型 名	数量	単位	単価	合価	摘 要
1	ベットサイドモニタ（日本光電工業株式会社製）	1	式			
	【内訳】					
	ベットサイドモニタ レコード組込済【PVM-4763】	1	台			
	架台【KC-470P】	1	個			
	アダプタ【DH-470P】	1	個			
	バッテリーパック【SB-470P】	1	個			
	ホルダ【DI-470P】	1	個			
	送信機【ZS-600P】	1	個			
	フィンガープローブ TL-201T（ケーブル長1.6m）【P225F】	1	個			
	エアウェイアダプタ YG-211T【R805】	1	個			
	C02 センサーキット TG-980P【P910A】	1	個			
	ライフキットDTS DX-360【S580】	1	個			
	JP-900P 血圧中継コード【K951】	1	個			
	固定版【TBG2】	1	個			
	PVM設備調整費	1	式			

内訳書【ベットサイドモニタ（日本光電工業株式会社製）】

(特記事項)

規格	
ディスプレイ	
表示部	10.4型 TFTカラーLCD
波形表示方法	フィックスド方式
波形表示項目	心電図（最大2波形）、呼吸曲線、観血圧波形※（最大2波形） 脈波、炭酸ガス分圧曲線
数値表示項目	心拍数、VPC数（毎分値）、STレベル、呼吸数、SpO ₂ 値、脈拍数、体温、非観血圧値、観血圧値※ 呼吸終酸ガス分圧※、吸気炭酸ガス分圧、QTC、QRSd、RPP、SI
トレース数	最大6トレース
撮引速度	6.25mm/秒、12.5mm/秒 25mm/秒、50mm/秒（心電図、脈波、観血圧） 1.56mm/秒、6.25mm/秒、 12.5mm/秒、25mm/秒（呼吸曲線、CO ₂ *）
心電図計測	
入力方式	3電極法または6電極法
誘導	3電極法（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ誘導） 6電極法（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、Vx2）
不整脈検出機能	あり
ST計測機能	あり
心拍数計数範囲	0、15～300回/分
呼吸計測	
測定方式	インピーダンス方式
誘導	R-F極間、R-L電極間（切換え可）
呼吸数計数範囲	0～150回/分
SpO ₂ 計測	
表示範囲	0～100%
脈拍数計数範囲	30～300回/分
非観血圧測定	
測定方式	オシロメトリック法
測定値	最高血圧値（SYS）/最低血圧値（DIA）/平均血圧値（MAP）
圧力表示範囲	0～300mmHg
動作モード	手動測定、連続測定、定時測定、ランバール測定
測定モード	成人/小児、新生児を中継エアホースコネクタで認識する
観血圧測定	
測定範囲	-50～300mmHg
測定値	最高血圧値（SYS）/最低血圧値（DIA）/平均血圧値（MEAN）
体温測定	
測定範囲	0～45℃
その他	
安全性	クラスⅠ機器（AC電源動作時）、内部電源機器（バッテリー使用時） 耐除細動形のCF形装着部 IPX1（鉛直に落下する水滴に対して保護する）
電源	AC100V 100VA（AC電源使用時） DC6.6～8.2V（バッテリー使用時、約6時間連続使用可※）
寸法・質量	幅約276×高さ約237×奥行約143mm（本体のみ、突起部含まず） 約3.3kg（本体のみ）